



Manuel d'utilisation
Modèle : Masque Led luminothérapie
3en1

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques techniques

- Alimentation : 5V-1A
- Batterie : 150mAh

La thérapie photonique LED est sans danger et sans douleur pour la peau. Il est muni d'un support qui ressemble aux lunettes et il est ainsi confortable à porter. Et si vous l'utilisez en complément d'un soin du visage, le résultat sera testé plus beau. Avantages: La peau est douce dès la première utilisation Vous dites adieu aux points noirs Il diminue toutes les imperfections du visage: acné, tâches de rousseurs, manèges... Il s'utilise partout: bureau, maison, en voyage.

■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrons être tenus pour responsables.

- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Utilisez le produit sur une peau propre et les yeux fermés.
- Ne pas utiliser de produits agressifs tels que les acides, les traitements localisés et les rétinoles sous le masque.
- Circuit électrique en interne, l'appareil ne doit pas être pressé ou plié et il doit être placé à plat pour protéger le masque après chaque utilisation.
- Pour usage externe uniquement.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

Ce produit utilise 3 types de sources lumineuses, dont les couleurs rouge, bleu et orange Il réduit le développement de l'acné en éclairant les sources lumineuses uniformément avec différentes longueurs d'onde en utilisant le principe de la radiothérapie et accélère la microcirculation des cellules en stimulant la génération de collagène.

■ UTILISATION

- 1/ Nettoyer la peau.
- 2/ Appliquer des produits apaisants et hydratants si nécessaire.
- 3/ Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour allumer le masque.
- 4/ Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que la couleur de lumière LED souhaitée apparaisse.
- 5/ Placez le masque sur le visage pendant 10 à 20 minutes.
- 6/ Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le masque s'éteigne.

Le masque LED peut être utilisé quotidiennement pour des résultats optimaux.

Après utilisation

Nettoyez le masque avec un chiffon sec après utilisation et ne le lavez pas directement à l'eau.

Débranchez toujours après utilisation et ne démontez pas le produit.



eko™

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !