



Manuel d'utilisation

Modèle : Module thermomètre portatif
(tout connecté)

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

Alimentation : DV5C

Connectique : Lightning (iPhone/iPad)

Précision : $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$

Temps de réponse : 1sec

Distance de mesure : 1-10cm

Conditions de fonctionnement : 10°C - 35°C

Alarme sonore en cas de fièvre

Ce petit module portatif vous permettra de surveiller votre température à toute heure.

Facile à transporter grâce à ses dimensions réduites, il vous suffira de le brancher sur votre smartphone pour l'auto-alimenter.

Fonctionnant nativement sans aucune application, il offre un temps de réponse réduit à 1 seconde et vous avertira en cas de fièvre.

■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Ne pas utiliser en extérieur ou au soleil.
- Le résultat ne remplace pas le diagnostic d'un médecin, il est seulement indicatif.

Note : la photo du produit en première page présente le produit avec un connecteur 8 broches. Ce manuel d'utilisation est aussi le même pour les connectiques USB-C et Micro USB.

Mise en service

Branchez le module à votre téléphone.

Placez votre front à moins de 10cm pour prendre la température. Elle devrait s'afficher en une seconde.

Appuyez sur le bouton à l'arrière du module pour modifier l'unité de mesure (celsius/fahrenheit).

Précision : +0.2°C



eko™

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*