



Manuel d'utilisation

Modèle : Thermomètre digital flexible

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

Plage de mesure : 32-42°C

Précision : $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$

3 modes de mesure : rectale, buccale et axillaire

Sonde flexible et waterproof IP22

Fonctionne avec une pile 1.5V LR41 (incluses)

■ INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.

- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.

- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.

■ UTILISATION

Pour allumer le produit, appuyez sur le bouton ON/OFF. Un bip vous préviendra que le produit est bien allumé. La dernière mesure s'affichera à l'écran.

Note : à chaque allumage, le thermomètre vérifie qu'il fonctionne parfaitement. Si un défaut est détecté, l'écran n'affichera aucune température.

Pour l'éteindre, appuyez à nouveau sur le bouton ON/OFF.

Mesure

Placez le thermomètre sur le site de mesure avant de l'allumer afin d'obtenir le résultat le plus précis.

Choisissez la méthode de mesure préférée. Lors de la prise d'une mesure, la température actuelle est affichée en continu et le symbole C clignote. Si le bip retentit et que le thermomètre C ne clignote plus, la température finale prédictive a été déterminée et le thermomètre peut être lu maintenant.

Pour prolonger la durée de vie de la batterie, le thermomètre s'éteint automatiquement après 10 + 2 minutes.

Méthode de mesure

- Par voie buccale : vous devez allumer votre thermomètre et le placer côté sonde sous la langue. Ensuite, fermez la bouche et attendez le signal sonore pour l'enlever. Vous pouvez alors lire le résultat sur l'écran. Attention, il est recommandé de ne pas avoir bu ou mangé dans les 30 minutes qui précèdent la prise de température pour ne pas fausser les résultats.

- Par voie anale : cette technique est le plus souvent utilisée sur les nourrissons. Vous pouvez utiliser de la vaseline pour lubrifier l'embout et faciliter la prise de température. Ensuite, insérez l'embout de l'appareil d'environ 2 cm dans le rectum. Après quelques minutes, vous entendrez un bip sonore et pourrez retirer le thermomètre. Nettoyez bien le dispositif après chaque utilisation et lavez-vous les mains.

- Par voie axillaire : elle est pratique et rapide, mais est également la moins fiable de toutes les méthodes. Nous vous conseillons de vérifier vos résultats à l'aide d'une prise de température au niveau du rectum ou de la bouche si vous suspectez la présence de fièvre. Placez votre appareil sous une aisselle et rabattez votre bras le long du corps. Restez en place et retirez le thermomètre quand le signal sonore retentit.

Pour vous donner une idée de la façon d'utiliser le thermomètre digital médical selon l'âge de votre enfant, vous pouvez suivre nos indications :

De la naissance à 2 ans :

Voie rectale

Voie axillaire (sous l'aisselle) et rectale si vous avez le moindre doute

De 2 à 5 ans :

Voie rectale

Voie tympanique

Voie axillaire

A partir de 5 ans :

Voie buccale

Voie tympanique

Voie axillaire

Changement des piles

Lorsque le produit est à court de batterie et qu'il est nécessaire de les remplacer, un logo apparaîtra. Retirez le cache, et remplacez-la par une pile du même type. Remplacez le cache.

Désinfection

Pour désinfecter le produit avant/après utilisation, veuillez utiliser un alcool supérieur à 70°. Essuyer avec un chiffon sec.

Symboles

H : High (température trop élevée). La température dépasse la température moyenne d'un être humain (32° à 42°)

L : Low (température trop basse). La température est indétectée ou est inférieurs à la température moyenne d'un être humain (32° à 42°).



eko[™]

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*